



WACU sport


a fizikai regeneráció
fokozására
Gyorsabban a siker felé



accelerating
your success

VACUSPORT

A fizikai regeneráció fokozására



Növekvő teljesítmény gyorsabb regeneráció által

Napjainkban a versenysportban a regeneráció szakasza éppen olyan fontos, mint maga az edzés.

A sportolóknál a két edzés közötti feltöltődés a lehetséges leggyorsabb idő alatt kell, hogy megtörténjék, különösen a test alsó részében, a nagy izomcsoportok esetében.

Világklasszis sportolóknál rendkívül fontos az edzés terhelés optimális tervezése, ám az a versenyző előnyben van, akinek rövidebb a regenerálódási ideje, s így nem csak keményebben és intenzívebben képes edzeni versenytársainál, hanem gyakrabban is.

Annak van esélye, hogy a legjobb legyen, aki gyorsabban regenerálódik, és akinek a szervezete hamarabb lesz alkalmas a csúcsterhelésre, mint másoknak.



A VACUSPORT® Regeneration System egy új csúcstechnikával rendelkező rendszer a gyorsabb regeneráció és az intenzív terhelésben részesülő versenysportolók feltöltődésének, kipihenségének mielőbbi elérésében. Új lehetőséget kínál az edzéstervezés tudományában, a jövőbeni hatékonyabb teljesítmény fejlesztésében.

Kényelmes, elektromosan állítható háttámla az optimális testhelyzet beállításához. Plusz előny: a vákuum húzó erejének hatása nyújtja a gerinc ágyéki szakaszát.



A módszer:

Fokozza a szövetekben és az izmokban felhalmozódott salakanyagok eltávolítását.

Az eredmény:

Felgyorsul a tejsav és a creatinkináz mennyiségének a csökkenése.

A technika:

Növekszik a mikrocirkuláció így a kapillárisokon keresztül fokozódik a salakanyag elszállítás.

A pozitív és negatív nyomás ciklus ismétlődése alatt bekövetkezik a kapillárisok ritmikus szűkülése és tágulása az egész alsótest körül. (úgy működik, mint egy második szív és mint egy külső nyirokszív) A módszer tudományos alapja az ürkatatásból származik, ahol szükséges volt az űrhajósok testében a véráramlás fokozása, a testsúlycsökkenéskor fellépő negatív hatások kiküszöbölése.

A technológia mostanra már széles körben elérhetővé vált az élsportolók teljesítmény fokozása érdekében.

A versenyzők azonnal érzik a hatását.

A laboratóriumban mért értékek bizonyítják az aerob-anaerob állóképesség fejlődését.

A regenerációs rendszer (fizikai regenerációs fokozása) záró gyűrűje alkalmas minden testméret esetén a negatív és a pozitív nyomás biztosítására.

„Szembetűnő az előny azon sportolók esetében, akik a normál regenerációs tréning mellett használják a VACUSPORT regenerációs „csövet”.

A szubjektív általános jó érzet mellett - mint pl. az izomfájdalmak csökkenése - a vér vizsgálata világosan mutatja a regenerációs hatás.”

Dr.med.Dietmar F.Alf A sportorvoslás világhírű szakértője, The Institut of Sports Medicine, Olympic Base Rhein-Ruhr, Essen, Germany

Intenzívebb, több edzés – jobb közérzet

A készülék használatával magasabb lesz az endorfin hormon koncentrációja az agyban, mint azt a széleskörű tudományos vizsgálatok igazolták. Ezen hormon automatikus növekedése fokozza a szubjektív jó közérzetet, ráadásul egy kimerítő edzés után még jelentősebb a hatása.

A VACUSPORT® Regeneration System lehetővé teszi a sportolók teljesítményének növekedését a versenyszférában.

Technikai adatok:

Intervallum (negatív nyomás/ atmoszférikus nyomás) 2 és 30 mp között szabályozható.

Kezelési idő
5-60 percig, szabályozható, automatikus kikapcsolás

Méretek
225 x 70 x 110 cm

Súly
110 kg
220-230 V, 1 300 Watt



Nyolc felhasználói program

1. program:

Edzés utáni regeneráció
Tejsav szint csökkentése,
levezetés, relaxáció.
30 perc

2. program:

Verseny utáni regeneráció,
Tejsav szint csökkentése,
kreatinkináz szint csökkentése, a
salakanyagok eltávolítása az
izmokból.
30 perc

3. program:

A teljesítmény javítása és
optimalizálása a verseny előtt
vagy után.
30 perc

4. program:

Értréning, kapillarizáció fokozása,
vérkeringés normalizálása.
30 perc

5. program:

Rehabilitáció, sportsérülések
kezelése (szakadások,
zúzódások, hematómák,
ficamok, inszakadás).
30 perc

6. program:

Rehabilitáció, sportsérülések
(megnyúlt inszalag, inszalag
húzódás, csonttörés).
45 perc

7. program:

Sebek gyógyítása, horzsolásos
sérülések.
30 perc

8. program

A gerincoszlop húzása,
felhúzott lábakkal.
20 perc

Alapszín: fehér
Kárpitozás: piros műbőr,
Egyedi színek (pl. sport klub
színek) rendelhetőek!

Nemzetközileg
szabadalmaztatott műszaki
eljárások és technikai
jellemzők.

A VACUSPORT®
szabadalmi oltalom alatt a
Weyergans High-Care Ag.
által.

Tanúsítvány: ISO EN 9001
és ISO EN 13487

www.vacusport.de

VACUSPORT
REGENERATION
SYSTEM

Weyergans High Care AG
An Gut Bolsdorf 8 · D-52355 Dueren · Germany
Tel. +49-(0)24 21-96 78-0 · Fax +49-(0)24 21-96 78-20
info@weyergans.de
www.vacusport.com

accelerating
your success

High-Care Cosmetics Kft. 3508 Miskolc, Futó u. 70.
Telefon/fax: 46/560-372, info@high-care.hu, www.highcare.hu